

### **OPERA MEDIUM T** – je elagický dubový tanín

#### **Všeobecná charakteristika a použitie:**

Každý tanín je unikátny ako po chemickej tak i fyzikálnej stránke a unikátne sú i jeho interakcie s jednotlivými vínami. Rada tanínov OPERA vychádza zo širokého programu, ktorý zahŕňa výber najlepšieho dreva a esencií, štúdiu efektov rozdielnych extrakčných techník za rozdielnych pracovných podmienok. OPERA taníny taktiež podstupujú prísne testy, aby bola zaistená stála kvalita všetkých výrobných šarží. V rade OPERA nájdete taníny pre každú vinársku potrebu a pre každé vinárske technické vybavenie. Vždy doporučujeme urobiť najprv test chuti pred použitím do celého množstva.

#### **Zloženie:**

Elagický dubový tanín z francúzskeho duba

#### **Technické vlastnosti**

OPERA MEDIUM T je tanín, ktorý pri použití pred fľašovaním zlepšuje aromatickú intenzitu, plnosť vína a sladkastú chuť, vyvažuje organoleptické vlastnosti pri zrení vína v barikových sudoch a zvyšuje ich tóny.

OPERA MEDIUM T môže byť použitý na kompenzáciu straty tanínov v starších barikových sudoch, takže môžu byť používané dlhšiu dobu, bez toho aby stratili kapacitu indukovať vývoj vína.

OPERA MEDIUM T vylepšuje vína zrejúce v oceľových tankoch, alebo použitých barikových sudoch. Pred fľašovaním môže zvýšiť komplexnosť a štruktúru červeného vína a tiež poskytuje silnú antioxidačnú schopnosť.

**Senzorická charakteristika:** kokos, kakao, vanilka, štruktúra, intenzita arómy

#### **Dávkovanie:**

Biele víno 1-5 g/hl

Ružové víno 1-5 g/hl

Červené víno 5-20 g/hl

Odporúča sa uskutočniť laboratórne skúšky na stanovenie optimálneho dávkovania.

**Upozornenie:** Na rozptýlenie výrobku sa odporúča používať demineralizovanú vodu a nepoužívať železné predmety.

#### **Návod na použitie:**

Rozpustiť dávku OPERA MEDIUM T v 10-násobnom množstve vody alebo vína a pridať počas prečerpávania. Pred fľašovaním by sa mal prípravok pridávať najmenej 48 hodín pred finálnou mikrofiltráciou.

**Balenie:** 500g , skladujte na suchom a chladnom mieste.